

Infrarot Stirnthermometer

Art.Nr. 00164

PZN (D) 16833831

Beschreibung

Kontaktloses Infrarot-Stirnthermometer mit Fieberalarm und Speicherfunktion – schnell, genau und einfach zu bedienen. Ideal zur Messung der Körpertemperatur von Erwachsenen, Kindern und Säuglingen. Es ist im Innen- und Außenbereich verwendbar und eignet sich auch zur Messung von Objekttemperaturen.

Das Thermometer ist mit einer Hintergrundbeleuchtung zur Verwendung im Dunkeln und einer praktischen automatischen Abschaltung ausgestattet. Das farbkodierte Display mit seinen drei farbigen Warnstufen ermöglicht die einfache Interpretation der Temperaturmessungen.

- ✓ Messung von Körper- und Objekttemperaturen
- ✓ Schnelle Messung in nur einer Sekunde
- ✓ Drei farbige Warnstufen (grün, orange, rot)
- ✓ Automatische Abschaltung nach 60 Sekunden

Technische Daten

Display	LCD-Digitalanzeige
Messstellen	Stirn- und Objektoberflächen
Messbereiche	Körpermodus: 32,0°C – 43,0°C (89,6°F – 109,4°F) Objektmodus: 0,0 – 100,0°C (32,0°F – 212,0°F)
Temperatureinheit	°C / °F
Messeinheit	0,1°C / 0,1°F
Messdauer	1 Sekunde
Speicherfunktion	Speicherung des letzten Messwertes
Stromquelle	2 Stück AAA Alkaline-Batterien
Automatisches Ausschalten	Nach 60 Sekunden
Gewicht	ca. 95 g (exklusive Batterien)
Maße	95 x 45 x 155 mm
Batterielebensdauer	ca. 500 Temperaturmessungen
Lieferumfang	Thermometer, Bedienungsanleitung, Schutzbeutel, Batterien

