

**Elektronisches Oberarm-Blutdruckmessgerät**

Art.Nr. 00166

PZN (D) 16885147

**Beschreibung**

All-in-One. Kabelloses Blutdruckmessgerät für eine einfache und präzise Blutdruck- und Pulsmessung – für bequeme Messungen zu Hause oder unterwegs. Einfache Bedienung mit einer Taste zum Starten und Stoppen der Messung.

Kompaktes, klinisch validiertes Gerät mit integrierter verstellbarer Manschette – ohne Schläuche oder Drähte. Misst den Blutdruck (systolisch und diastolisch) und den Puls in einem Arbeitsschritt – für genaue Messwerte, die an der Manschette digital angezeigt werden.

**Technische Daten**

Manschettengröße	22 cm bis 42 cm
Maße	13,3 cm x 7,6 cm x 2,1 cm
Gewicht	ca. 180 g
Benutzer	2 mit jeweils 90 Speicherplätzen
Messbereich	Druck: 0 bis 299 mmHg (systolisch/diastolisch) Puls: 40 bis 199 Pulsschläge/Min
Messgenauigkeit	Druck: +/-3 mmHg Puls: +/-5% der Messung
Inflation	Automatisch
Deflation	Automatisch
Autom. Ausschaltung	Ca. 3 Minuten
Leistung	4 x AAA Alkaline-Batterien oder 6V Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)
Lieferumfang	Elektronisches Blutdruck-Messgerät inkl. Manschette, Gebrauchsanweisung, Batterien

