

Medizinische Untersuchungshandschuhe

Art.Nr. 00220 – 00224


Beschreibung

Hochwertige medizinische Untersuchungshandschuhe aus Nitril. Einweg, latexfrei, unsteril, puderfrei und beidhändig passend. Schützen Träger und/oder Patienten bei medizinischen Eingriffen und Untersuchungen vor der Ausbreitung von Infektionen oder Krankheiten.

Geeignet für die Verwendung im allgemeinen medizinischen Bereich, Elektronik- und chemische Industrie, Labore, pharmazeutische Betriebe, Krankenhäuser, Kosmetikstudios, Haushalte. Zugelassen für den Umgang mit Lebensmitteln.

- ✓ Puderfrei
- ✓ Latexfrei
- ✓ Beidhändig passend

Spezifikationen

Medizinprodukte-Verordnung	MDR (EU) 2017/745 (Klasse I) 	
PSA-Verordnung	(EU) 2016/425 (Kat. III) 	
Lebensmittelecht	 EN 1186	
Qualitätszertifikate	ISO 9001, ISO 13485	
Farbe	Blau	
Material	Nitrilkautschuk (NBR)	
Lagerung	Bei 10° C bis 30° C trocken und dunkel in der Originalverpackung	
Verpackung	1 Karton	100 Stück
	1 Masterkarton	1.000 Stück (10 Kartons)

Art.Nr.	Größe	PZN
00220	XS (5-6)	17614427
00221	S (6-7)	17614410
00222	M (7-8)	17614404
00223	L (8-9)	17614396
00224	XL (9-10)	17614433

